

## Envoltura de esterilización no tejida desechable

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Material del producto         | No tejidos SMS        |
| Peso del Producto             | 45 g / m <sup>2</sup> |
| Especificaciones del producto | Los 50cm * los 50cm   |
| Color                         | Azul, verde, blanco   |

### PAGSroduct manual

Este producto es una especie de material de embalaje de esterilización para suministros médicos desechables. Está hecho de Fibra de polipropileno segura, con características de antibacteriano, antiestático, antiestático, etc. Se puede utilizar para esterilización con vapor a presión, esterilización con EO, esterilización con formaldehído a baja temperatura y esterilización con plasma a baja temperatura con peróxido de hidrógeno.

### Precauciones

1. Por favor, compruebe el uso de embalajes estériles no tejidos. Si está dañado, no lo use.
2. Se recomienda utilizar dos colores diferentes de embalaje estéril, embalaje no tejido sucesivamente.
3. La tela debe quemarse o enterrarse en un lugar específico después de su uso.
4. Solo para un uso.
5. No se utilizarán productos húmedos, mohosos o vencidos.
6. Vida del producto de 3 años. Métodos de conservación: conservación a temperatura ambiente.

