

funciones:

1. [retiro de la cicatriz](#), Especialmente por la cicatriz hipertrófica, viruela, y estrías del embarazo
2. retiro de la marca
3. Stretch
4. Wart y remoción de lunares
5. la eliminación
6. Hemangioma
7. [eliminación de arrugas](#)
8. Skin rejuvenecimiento, hacer que la piel fina y lisa, elástica

descripciones de productos:

Tipo	Láser
Tipo de láser	láser de CO2
Q-Switch	No
Estilo	Estacionario
sistema de guía de luz	Siete brazo articulado
potencia del láser	30W
Longitud de onda	10600nm
Con el objetivo de longitud de onda	635nm
Ancho de pulso	0,1 ms-10 ms (ajustable)
intervalo de impulso	1 ms-5000 ms (ajustable)
Los pulsos de energía	0.1-300mj (ajustable)
diámetro del punto focal	0,1 mm - 2 mm (ajustable)
Potencia de entrada	600W
Sistema de refrigeración	La refrigeración por aire, refrigeración por agua
Sistema operativo	inteligente de pantalla táctil color de 10,4 pulgadas
idioma OSD	Ingles chino
material de chasis	chasis médica respetuoso del medio ambiente ABS

ventajas:

1. Combine la terapia convencional del láser de pulso con la tecnología láser fraccional, y estos dos modos se pueden desplazar en 2 segundos.
2. El tratamiento es indoloro y su tiempo es corto, además, no hay necesidad de consumibles adicionales.
3. By la promoción de la hiperplasia de colágeno y la reorganización, el efecto del tratamiento se puede mantener durante varios años.
4. El diámetro mínimo del láser es 0,075 mm, por lo que su daño es menor y se puede recuperar rápidamente.
5. As la principal zona de tratamiento se mantiene intacta durante la operación, se pueden utilizar los cosméticos en el segundo día después de la operación.

Packaging & entrega:

embalaje	1.Styrofoam 2.Fumigation caso de madera caja 3.Air
Entrega	En función de su cantidad de la orden

Exposición de productos:





Póngase en contacto con: Racher Cheng
Tel. & Amp; Whatsapp: 0086-15527106,178 mil
Skype: sales2@lanyuansupply.com
Email: sales2@lanyuansupply.com