

Médicaux jetables Ventilé [PE Ruban](#)/ Transparent PE Ruban / Ruban chirurgical

1.Description

PE bande concernant PE comme substrat par un processus de libération, qui est fait en adoptant procédé de revêtement perméable à l'air pour faire fondre l'adhésif sensible à la pression en acier revêtu. Les matériaux utilisés dans cette [bande médicale](#) a été largement utilisé dans la pratique clinique, la sécurité du matériel a été démontré, aucune irritation de la peau et de sensibilisation.

2.Features

respirabilité -Haute

-Bonne adhérence, fournir une fixation fiable

Hypoallergénique, éviter l'irritation de la peau

taille 3.Available et package

Taille	Paquet		meas(Mm)
	rouleaux / Box	Boîtes / Carton	
1.25cm * 5yds	24	50	470 * 285 * 290
2.50CM * 5yds	12	50	470 * 285 * 290
1.25cm * 5.0m	24	50	470 * 285 * 290
2.50CM * 5.0m	12	50	470 * 285 * 290
1.25cm * 10yds	24	50	580 * 325 * 290
2.50CM * 10yds	12	50	580 * 325 * 290
5.00cm * 10yds	6	50	580 * 325 * 290

4.Paiement & Temps de livraison

Paielement	TT, L / C, Western Union
Temps de livraison	Sur la base de votre commande
Port le plus proche	Wuhan, Shanghai, Shenzhen



sentir S'il vous plaît nous contacter pour certains échantillons!

Contact: Lavender

Email:sales1@lanyuansupply.com

Tel & amp; WhatsApp: 0086-13657299068