

Médicaux jetables Ventilé bande PE/ Transparent PE Ruban / Ruban chirurgical

1.Description

PE PE bande en ce qui concerne tant le substrat par un processus de libération, qui est réalisé en adoptant procédé de revêtement perméable à l'air à la pression sensible à l'état fondu en acier revêtu d'adhésif. Les matériaux utilisés dans ce [sparadrap](#) a été largement utilisé dans la pratique clinique, la sécurité du matériel a été démontré, aucune irritation de la peau et de sensibilisation.

2.Features

- respirabilité -Haute
- Une bonne adhérence, assurer une fixation fiable
- Hypoallergenic, éviter l'irritation de la peau

3.Available taille et package

Taille	Paquet		meas(Mm)
	rouleaux / boîte	boîtes / carton	
1.25cm * 5yds	24	50	470 * 285 * 290
2.50CM * 5yds	12	50	470 * 285 * 290
1.25cm * 5.0m	24	50	470 * 285 * 290
2.50CM * 5.0m	12	50	470 * 285 * 290
1.25cm * 10yds	24	50	580 * 325 * 290
2.50CM * 10yds	12	50	580 * 325 * 290
5.00cm * 10yds	6	50	580 * 325 * 290

Temps 4.Paiement et livraison

Paieiment	TT, L / C, Western Union
Heure de livraison	Sur la base de votre commande
Port le plus proche	Wuhan, Shanghai, Shenzhen



S'il vous plaît ne hésitez pas à nous contacter pour quelques échantillons!