

Tube de centrifugeuse en usine avec bouchons

Description du produit

Le tube à centrifugeuse est en polypropylène de haute qualité. Il est largement utilisé dans les tests de laboratoire.

Informations de base.


Produit :	Tube à centrifugeuse
N ° de modèle:	Ly-dct
Forme:	Conique
Taille:	15 ml 50ml
Couleur:	Bleu, vert, vert foncé, rose, jaune, rouge, orange
Forfait:	25pcs / sac, 500pcs / sac
Marque déposée:	Ly ou OEM
Origine;	Chine
Code HS:	392690909
Capacité de production:	500000pcs / jour


spécification


Produit	Matériel	spécification	Emballage
Tube cryovial filet	Pp	2,0 ml	10000pcs / carton
Tube à centrifugeuse de 15 ml	Pp	15 ml	1800pcs / carton
Tube à centrifugeuse de 50 ml	Pp	50 ml	500pcs / carton

Paieement, emballage et livraison

Terme de paiement:	L / C, T / T, Western Union
Port de chargement:	Shanghai, Wuhan, etc.
Heure de livraison:	Environ 15 à 20 jours, en fonction de la quantité de commande









FAQ

Q1.WAY Choisissez Lanyuan Protective Co., Ltd?

1. Fabricant professionnel pendant 15 ans avec une installation avancée
- 2.Pice compétitif
- 3.Acceper la commande personnalisée
- 4.OFFORER SERVICE OEM
5. Service rapide et livraison à temps

Q2: Comment placer l'échantillon?

Bienvenue pour contacter les ventes pour obtenir les échantillons gratuits.

Q3: Quelle est votre heure de tête?

2-5 jours ouvrables pour les marchandises en stock une fois le paiement terminé.

Q4: Quelles méthodes d'expédition offrez-vous?

Express: DHL / FedEx / UPS / TNT / ARAMEX etc.

Airfreight / Sea Freight / Rail Freight ou Support Envoi à votre agent chinois.

Q5: Acceptez-vous OEM / ODM?

Oui, nous pouvons offrir un service OEM / ODM

Nous contacter

H.K Lanyuan Protective (Wuhan) Co., Limited
Wuhan Lanyuan Protective Co., Ltd

Yuan (département des ventes)
M. & WhatsApp: 0086-18827431846
Tél: 0086-027-83734835
E-mail: sales1@lanyuansupply.com

Nous sommes les [Fabricant de tubes de centrifugeuse en Chine](#) , bienvenue pour nous contacter pour les échantillons!