

Bandage triangulaire d'usine

spécification	
Article	évaluer
Nom de produit	Bandage triangulaire
Couleur	Blanc
Taper	Supplies médicales générales
Forfait	Ensemble en plastique + carton
Socle	Accepter l'OEM
Caractéristique	Respirant
Application	Hôpital, clinique, premiers soins, soins des plaies, etc.
Description du produit	

Triangle Bandage du Sport extérieur Sport Bandage Triangle Bandage First Aid Wrap
Bandage triangulaire non tissé 96x96x136cm

Le bandage triangulaire est un matériau de pansement pratique, peut également être utilisé comme attelle, habillage et substitut du garrot, mais également adapté à l'épaule, à la poitrine, à l'aîne et aux fesses et à d'autres zones qui ne sont pas faciles à envelopper. Le but du bandage triangulaire est de protéger la plaie, de réduire l'infection, de compresser les saignements, de réparer la fracture et de réduire la douleur.



Fonctionnalités

- * Peut être utilisé comme une écharpe pour les bras cassés ou les épaules luxées
- * Peut être utilisé comme garniture pour aider à contrôler les saignements sévères
- * Maintient de la gaze en place et peut être utilisé comme pavé de traumatisme
- * Avec des multifonctions et plusieurs applications, généralement utilisées pour réparer les attelles d'immobilisation aux membres.
- * Largement utilisé dans la formation des premiers soins
- * Blanchis / non licencié


La [bandage triangulaire](#) est particulièrement adapté à une variété de pansements de plaies à grande région, une blessure irrégulière de parties du corps

Un bandage médical d'élingue peut être plié sous la forme d'un rectangle. Il peut être placé

sur une grande plaie pour absorber le sang et arrêter les saignements, fonctionnant comme un tampon de traumatisme. Deux bandages médicaux d'élingue peuvent être utilisés ensemble pour traiter une blessure. On peut être utilisé comme un tampon de traumatisme pour contrôler les saignements, et un autre peut être utilisé pour envelopper la plaie. Il peut maintenir le pavé de traumatologie en place si le ruban adhésif n'est pas disponible. Un bandage médical d'élingue peut également être utilisé pour traiter une blessure sur le front ou le haut de la tête. Il ne doit pas couvrir les yeux, le nez ou la bouche. Un bandage ne doit pas être utilisé autour du cou car il pourrait restreindre le flux sanguin vers la tête.


[Usine de bandage en Chine](#)

Comment à utilisation





A



B



C



D

Emballage et livraison

Emballage:	1pc / sac, 250pcs / ctn ou 1pc / sac, 500pcs / ctn
Livraison:	10-25 jours

FAQ

Q1: Êtes-vous un fabricant ou une société de commerce?

A1: Nous avons notre usine pour produire ce produit.

Q2: Qu'en est-il des méthodes d'expédition?

A2: par express / par air / par mer.

Q3: Qu'en est-il des méthodes de paiement?

A3: Nous acceptons T / T, L / C, Western Union et etc. pour une grande quantité, et pour une petite quantité.

Q4: Quel est votre délai de livraison?

A4: Habituellement, nous produisons dans les 25 jours suivant la réception du paiement.

Q5: Puis-je imprimer notre logo sur vos kits?

A5: Oui, bien sûr, nous pouvons faire comme votre propre conception, juste avec une petite quantité, vous devez payer le coût du film

Q6: Puis-je commander quelques échantillons pour nos tests?

A6: Bien sûr, nous pouvons organiser l'échantillon par le fret collecteure, si sinon notre impression normale, vous devez payer un échantillon de coût.

Q7: Quel est votre MOQ (quantité minimale de commande) de chaque kits?

A7: Pas de MOQ mais le prix est différent pour une quantité différente.

Q8: Pouvez-vous personnaliser mes kits de premiers soins en forme spéciale?

A8: Oui, nous faisons OEM et ODM.

Contactez-nous

H.K Lanyuan Protective (Wuhan)Co., Limited

Wuhan Lanyuan Protective Co., Ltd

Milan

M. & WhatsApp: 0086-18062501536

Tél: 0086-027-83734835

E-mail: milan@lanyuansupply.com

Nous sommes les [Usine de bandage triangulaire non tissée en Chine](#), Tout intéressé par le tampon absorbant, bienvenue à ContaCT US pour le produit et les échantillons!