

## Les fonctions:

- Enlèvement 1.Hiar
- 2.Skin Rejuvenation


## Les descriptions de produits:

Article	Épilation et rajeunissement de la peau 808nm Diode <a href="#">Laser machine</a>
Type	Laser
Type de laser	Semiconductor / laser indolore congélation
Q-Switch	Non
style	Portable
instrument laser de mode de fonctionnement	Mode Pulse
Wavelength du faisceau de visée	contact de type sans faisceau de visée
Longueur d'onde	808nm
Système de guidage de lumière	sortie directe
la taille de la tache lumineuse	20mm * 20mm
Largeur d'impulsion	10-300ms
l'énergie maximale d'une impulsion	3J-140J
Impulsions énergie	140J + 10J
puissance instrument laser	1200W
La puissance d'entrée	1600W
Tension de travail	110V + 10%, 50Hz
Langue OSD	Chinois, anglais
Le système d'exploitation	8,0 ou 10,4 pouces couleur écran tactile intelligente
spécification de l'assurance	10 A max

## exposition du produit:







### avantages:

point de 1. Freezing épilation laser à semi-conducteur apporte en Allemagne micro canal technologie de refroidissement  
 système de filtre professionnel 2. Le, assurer la pureté de l'eau en circulation  
 3. Système de température précise et constante, absolument réalisez gel épilation point, pleinement garanti le système saphir de protection de la peau maintenir à la température de 4°C  
 outil à main laser semi-conducteur 4.808nm peut réaliser un retrait rapide et confortable cheveux.

### Packaging & amp; livraison:

Emballage	1. Styrofoam (74 * 74 * 49cm) 2. Fumigation caisse en bois boîte de 3. Air
Livraison	Sur la base de la quantité de votre ordre

**Contact: Racher Cheng**

**. Tel & amp; WhatsApp: 0086-15527106178**

**Skype: sales2@lanyuansupply.com**

**Email: [sales2@lanyuansupply.com](mailto:sales2@lanyuansupply.com)**