

LY-FS-742 médicaux jetables dentaires [écouvillons](#)/ mousse écouvillons

1 & gt; Paramètres de base:

Marque déposée	Lanyuan
Style de Produit	Médicaux écouvillons dentaires
Matériel	polypropylène bâton dans une éponge de polyuréthane noir et 100 PPI
Taille	Longueur totale: 70mm (58mm + 12mm)
Paquet	100pcs / petit-sac, 5S-sacs / grand sac, 100L sacs / ctn

2 & gt; Caractéristiques:

- 1, Ne contient pas Si, ammoniac et DOP
- 2, faible résidu non volatile, moins de contenu de particules et ionique
- 3, Bonne capacité de verrouillage solvant
- 4, Open tête d'éponge cellulaire, lavé par l'eau déminéralisée
- 5, Moins de poussière
- 6, la technologie Thermoplastique
- 7, Fait dans la poussière ambiante libre
- 8, Peut être utilisé pour nettoyer les produits couplés avec divers solvant

3 & gt; Application:

Ce tampon est Widdly utilisé dans tous les travaux de la vie, tels que [l'industrie](#), [la médecine](#), [les cosmétiques](#), [l'optoélectronique électronique](#), [salles blanches](#), [disque dur](#), [instruments optiques](#), [lentilles de caméras](#), [imprimantes](#), [scanners](#), [puce](#), [laboratoires](#) etc.

4 & gt; Package & amp; Expédition & amp; Paiement:

Détails du forfait	Sacs intérieurs et extérieurs cartons
Les détails d'expédition	1, Par la mer (recommander un lot de marchandises de l'ordre); 2, par exprès. TNT, EMS, DHL, Fedex, UPS, etc (échantillons gratuits et petit ordre); 3, par air; 4, dans les 30 jours suivant la réception du paiement.
Détails du paiement	TT, L / C, Western Union, Paypal

5 & gt; Photo show:



Si vous souhaitez plus d'informations ou des échantillons gratuits, s'il vous plaît ne pas hésiter à me contacter:

Lavender Liu

Email:sales1@lanyuansupply.com

WhatsApp & M:[+ 0086-136-5729-9068](tel:+8613657299068)

WeChat: [13657299068](https://www.wechat.com/qrcode/index?qr=13657299068)