

## Sac de jambe de collecte d'urine du fabricant

### Description du produit

Le sac d'urine est fabriqué à partir de PVC en qualité médicale. Il se compose de sac, de tube de connexion, de connecteur conique, de sortie inférieure et de poignée  
Il est destiné à l'utiliser avec un cathéter à demeure chez les personnes incontinent d'urine, ne peut pas uriner de la manière normale ou besoin de faire circuler continuellement la vessie

### Spécification:

Nom du produit:	Sac à jambe de collection d'urine
Matériau du sac:	PVC de qualité médicale
Épaisseur du sac:	1,2 mm
Le volume:	750 ml
Taille du tube:	Diamètre: 6,5 mm Longueur: 10 cm ou personnalisé
Stérile:	stérile
Certificat:	CE & ISO13485
Attention :	pour un seul usage
Capacité d'approvisionnement:	1 000 000 PC par jour

Affichage des images: Sac de drainage urinaire jetable de l'approvisionnement médical

### Avantages:

1. Fabricant professionnel pendant 10 ans avec une installation avancée;
2. Facile à utiliser et jetable
3. Prix de facture avec la meilleure qualité;
4. Accepter la commande personnalisée, disponible en différentes tailles;
5. Offrez un service OEM;
6. Service rapide et livraison à temps;
7. Le marché musclé est l'Europe, l'Amérique, l'Asie du Sud-Est, etc.;

### Emballage et élimination:

Forfait:	Sac 10 PC / PE, 250 PC / CTN
Livrer:	15-25journéesouselonlaquantité



Name: Urine collection leg bag  
Material: Medical grade PVC  
Capacity :750ml  
Helf Life: 5 Years



[www.lanyuansupply.com](http://www.lanyuansupply.com)







[Fournisseur de sacs de jambe médicale en porcelaine](#)

## FAQ

Q1: WhyChosissez Lanyuan Protective Co., Ltd?

1. Fabricant professionnel pendant 15 ans avec une installation avancée
2. Pice compétitif
3. Accepter la commande personnalisée
4. OFFORER SERVICE OEM
5. Service rapide et livraison à temps

Q2: Comment placer l'échantillon?

Bienvenue pour contacter les ventes pour obtenir les échantillons gratuits.

Q3: Quelle est votre heure de tête?

2-5 jours ouvrables pour les marchandises en stock une fois le paiement terminé.

Q4: Quelles méthodes d'expédition offrez-vous?

Express: DHL / FedEx / UPS / TNT / ARAMEX etc.

Airfreight / Sea Freight / Rail Freight ou Support Envoi à votre agent chinois.

Q5: Acceptez-vous OEM / ODM?

Oui, nous pouvons offrir un service OEM / ODM

Nous contacter

H.K Lanyuan Protective (Wuhan) Co., Limited

Wuhan Lanyuan Protective Co., Ltd

Yuan (département des ventes)

M. & WhatsApp: 0086-18827431846

Tél: 0086-027-83734835

E-mail: sales1@lanyuansupply.com

Nous sommes les [CHina Urin Collection Leg Bag Factory](#) , bienvenue pour nous contacter pour les échantillons!