

Les fonctions:

1. [Détatouage](#), L'enlèvement des sourcils de tatouage retrait
2. Freckle élimination
3. Pigment, suppression mole retrait
4. Nevus, [l'élimination de l'acné](#) retrait
5. Birthmark retrait
6. Skin rajeunissement

Les descriptions de produits:

Type	Laser
Type de laser	Nd Laser YAG
style	Portable
traitement des chefs	532nm, 1064nm, 1320 nm
énergie de sortie	2000mj
Largeur d'impulsion	8ns
la fréquence laser	1-9Hz (réglable)
tête de travail	1060nm, 532nm, Peau tête Rejuvenation Traitement carbone
Tension de travail	AC: 110V + 10%, 50Hz
spécification de l'assurance	10 A max
écran d'opération	écran tactile de 10,4 pouces
La langue	Chinois, anglais et coréen
Taille (Machine)	620mm * 420mm * 320mm
Poids	≈30Kg

avantages:

1. Will pas détruire follicule pileux et ne blesse pas la peau ordinaire.
2. Suitable à toutes sortes de gens de couleur de peau.
3. Easy et le traitement rapide, sans temps d'arrêt.
4. ABS hosuing favorable à l'environnement.
- température 5. Water et système d'alarme de débit d'eau, garder la machine contre les dommages imprévus.
6. 532nm, 1064nm, têtes de traitement de 1320 nm assurez-vous qu'il convient pour toutes sortes de tatouage et de pores.
- tige d'importation 7. German assurer la durée de vie de la poignée.

Packaging & amp; livraison:

Emballage	1. Styrofoam 2. Fumigation caisse en bois boîte de 3. Air
Livraison	Sur la base de votre quantité d'ordre


exposition du produit:







operating mode



Contact: Racher Cheng

Tel & amp; WhatsApp: 0086-15527106178

Skype: sales2@lanyuansupply.com

Email: sales2@lanyuansupply.com