

Les fonctions:

1. [élimination des rides](#)
2. Skin rajeunissement
3. Face ascenseur
4. Skin serrage

données du produit:

Article	RF Face Lift et rajeunissement de la peau Beauté Machina
Poids	≈30 kg
Mode RF	Bipolaire
fréquence de travail	1-5 (réglable)
Énergie	1-50j (étape 1j)
Interrupteur	Contrôle manuel
puissance RF	120w
Taille de l'écran	écran tactile de 10,4 pouces
fréquence RF	2.64m onde sinusoïdale
Changement de mode	Corps et visage
chemin de refroidissement	Air / Eau / Diode
Tension de travail	AC: 220V / 110V ± 10%, 50Hz / 60Hz
Limite d'assurance	Max 10A
Taille (Machine)	980 * 610 * 365mm
Langue OSD	Chinois, anglais et coréen

Advantades:

1. Manual basculer le système de contrôle
2. Poignée de traitement. Chaque est équipé de poignées de tailles différentes, et une poignée d'opération de traitement est équipée de trois types de poignée de traitement bipolaire. Les médecins peuvent passer une partie de traitement en changeant la poignée de traitement.
3. Deux types de programme de fonctionnement: contrôle continu et le contrôle des impulsions
4. Unique stockage de paramètres de thérapie et la conception de commande de refroidissement intelligent
5. LY-Eily-R système point de congélation visage de levage a un meilleur effet de traitement sur le raffermissment de la peau, élimination des rides, la peau renaît, la réforme, l'élimination des taches de rousseur du visage et ainsi de suite.
6. Le congélation premier point raffermissment de la peau et l'instrument de l'élimination des rides avec alimentation d'onde sinusoïdale en Chine.
7. Cooperate whit Corée du Sud pour développer 2.64m onde sinusoïdale alimentation RF pour faire un point visage électrique instrument de levage vraiment congélation.

Packaging & amp; livraison:

Emballage	1.Styrofoam (74 * 74 * 49cm) 2.Fumigation caisse en bois boîte de 3.Air
Livraison	Sur la base de votre quantité d'ordre

Product exposition:







Radio Frequency System



FACE

Frequency

1

P/S



Energy

18



MAX:50



0


Reset

A



Ready

Standby



Contact: Racher Cheng
Tel & amp; WhatsApp: 0086-15527106178
Skype: sales2@lanyuansupply.com
Email: sales2@lanyuansupply.com