

Theorie:

L'équipement prend la forte [ultrasonique](#) têtes pour libérer 40,000Hz ou 1 MHz puissant ultrasons, rapide vibre des cellules fattiness, produit d'innombrables poche d'air sous vide dans et hors des cellules, impacts puissamment les cellules grasses, fait la membrane cellulaire produire la fissuration intérieure, de manière à dissoudre le triglycérade être la glycérine et de l'acide gras libre, puis sous la fonction de cavitation, de les épuiser à travers la circulation de saucisse de foie, à la fin, utilise la plaque à ultrasons de positionnement pour faire la peau de serrage, obtient la minceur du corps et l'effet de la beauté.

Les fonctions:

minceur 1.Body: éliminer rapidement la graisse, la taille, l'abdomen, les fesses et la forme des jambes.

2.Tighten la peau, les vergetures de réparation, d'améliorer le métabolisme de la peau, anti- vieillissement.

3.Enhance la vitesse du métabolisme du corps, accélérer l'élimination des déchets et de l'humidité dans le corps.

muscle 4.Relax, soulager les spasmes musculaires, soulager la douleur musculaire et d'autres symptômes.

données du produit:

Article	Vacuum cavitation Système Minceur Machine de beauté
Poids	40 kg
Taille	60,6 * 39,9 * 93.8cm
Outil à main	4pcs
Le système d'exploitation	Supersonique
Fréquence Onde sonore	40KHZ-1MHZ
Agiter Fréquence	1000000 / S
Pièces applicables	L'abdomen, la hanche, Cuisses
Sortie du vide	0.1MPa
Fréquence de travail	1MHZ / 0.8MHZ / 0.4MHZ
La puissance d'entrée	150W Max
Tension de travail	220V, 50Hz; 110V, 50Hz
Principe	Système de cavitation de vide

Packaging & amp; livraison:

Emballage	Boîte standard d'exportation en bois et boîte de l'aéroport, mousse spéciale conçue selon le châssis protéger la machine
Livraison	Sur la base de votre quantité d'ordre

exposition du produit:





Contact: Racher Cheng
Tel & amp; WhatsApp: 0086-15527106178
Skype: sales2@lanyuansupply.com
Email: sales2@lanyuansupply.com