

Vente en gros de coton [Bandage tubulaire](#) Pour les membres et les troncs

Trois types:

1. Bandage tubulaire 100% polyester
2. Bandage tubulaire 100% coton
3. Bandage tubulaire élastique

Ce que les applications de bandage médical:

- 1 - pour le traitement des lésions tissulaires, des réductions d'œdèmes, des lésions sportives, des cicatrices post-brûlures, des entorses, des souches et pour le support post-coulée, la fixation du pansement et le recouvrement des bandages et pansements de plâtre.
- 2 - pour une utilisation en double couche pour une compression et un support supplémentaires.

Ce que la spécification de notre bandage tubulaire:

Largeur	Longueur	Application suggérée
5cm	22.86m ou selon vos besoins	Petits membres
7,5 cm	22.86m ou selon vos besoins	Membres moyens / grands
10cm	22.86m ou selon vos besoins	Membres très grands
15cm	22.86m ou selon vos besoins	Tronc d'adulte
20cm	22.86m ou selon vos besoins	Grandes tailles

Toute largeur et longueur peuvent être personnalisées selon vos besoins.





Quels sont les avantages de notre [Bandage chirurgical](#):

1. 360 degrés de compression et de soutien;
2. Construction tubulaire sans couture;
3. Cutabilité sans ravel, libre de course;
4. Sécurise sans goupilles, pinces ou bande;
5. Facile à couper pour les ouvertures d'articulation / d'appendice

Comment utiliser?

Avant l'utilisation du plâtre de bandage de Paris ou de la bande de coulée, selon la taille de la partie blessée, choisissez la largeur, couper la longueur appropriée, et mettre le bandage sur la partie du corps, puis tirez vers le haut.

Avis:

1. Remarque: les produits non stériles, pls ne touchent pas la plaie directement.
2. Stockage: magasin de pls dans la zone fraîche et sèche.

Paielement et livraison:

Paielement	TT, L / C, Western Union
Temps de livraison	Habituellement 25 jours ouvrables après le sérieux ou basé sur votre quantité

Racher

Whatsapp & Téléphone: 008615527106178

Email: sales2@lanyuansupply.com