

Одноразовое устройство сегмента крови

Название продукта: Новое Прибытие Инновационные Лабораторные устройства Устройства устройства

Устройство сегмента LY представляет собой однократное сегментное оборудование для отбора проб, позволяет легко для техников лаборатории заполнять тип председателя и пересеченные процедуры при минимизации риска разлива и поломки.

Метод работы:

1.	Размещение устройства непосредственно на верхнюю часть пробирки.
2.	Вставка сегмента крови в Ly сегмент устройства.
3.	Нажатие до прокола иглы сегмента крови.
4.	Отпустить кровоток из сегмента в образную трубку.
5.	Отказ от сегмента крови и сегмента LY в контейнер для медицинских отходов.

Внимание:

1.	Носите перчатки при использовании устройства Ly Segmen.
2.	Не выжимайте, пока иглы не пронзит сегмент.
3.	Одно использованное только.
4.	Для диагностической цели in vitro.

Преимущества:

1.	Достичь крови из сегмента безопасно.
2.	Избегайте риска острых травм или брызги.
3.	Уменьшить потенциал перекрестного загрязнения образца крови.

Изображение:







Информация о компании:

H. k Lanyuan Productive (Wuhan) CO., Ограниченный. Фабрика, расположенная в Xiantao, провинция Хубэй, основанная в 2005 году. В основном производство и продажи всевозможные медицинские и медицинские одноразовые продукты для больниц, клиник и ежедневное использование. С полноценным опытом и профессионально вместе наши кропотливые усилия этих лет продукты почти охватывают все медицинские аксессуаров и повязки в комнате. Мы никогда не забываем вводить высокоэффективное оборудование, разработку и совершенствование продвинутых технологий, нарекомендовавшихся в качестве продукции хорошего качества, вновь проектировании продуктов.

Наша фабрика охватывает площадь 10 000 квадратных метров, обладающих площадью 5, 000 квадратных метров производственной мастерской, наборы Triply-Wire Machine 294, плоский проводной машины 120 комплектов, сварочный аппарат 80 наборов, маска 150 наборов и т. Д. Две автоматические Склад, емкость для хранения более 43 000 кубометров с центром стерилизации этиленоксида 2, 500 квадратных метров, стерилизованный 7, 500 кубических метров в месяц.

Среднемесячная производственная мощность 1, 000 тонн нетканых тканей, 20 000 шт. Медицинские аксессуары, 20 000 шт. Стерилизованные хирургические пакеты хирургические пакеты, 700, 000 шт. Нетканые платья. Годовая выходная стоимость 20 миллионов.

Мы занимаемся более чем 30 категориями защитных и медицинских продуктов, они в основном нетканые продукты, пластиковые изделия и гостеприимные медицинские аксессуары в значительной степени. Пожалуйста, проверьте наш сайт для более подробной информации.

Оплата, упаковка и доставка:

Условия оплаты:	L / C, T / T, Western Union
Грузовой порт:	Шанхай, Ухань и др.
Срок поставки:	Около 15-20 дней на основе количества заказа

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. С нетерпением ждем вашего запроса.