

одноразовый лейкопластырная повязка для рук и ног переломах костей Фиксированный

1.Description

Эта лейкопластырная повязка состоит из марлевой повязкой крахмальной суспензии путем и гипсового порошка. Это может быть закалены в течение короткого времени после того, как замачивания водой. Таким образом, он имеет сильную способность формировать и хорошую стабильность.

2.Features

- Когда Повязка замачивания по воде, несколько потерь гипса.
- Harden Время можно управлять: 2-5mins (сверхбыстрого), 5-8mins (быстрые), 4-8mins (обычно). Она также может быть сделано по желанию заказчика's запрос.
- Сильная твердость
- The Время сушки быстро, он может полностью высохнет в течение 36 часов.
- Сильная Адаптивность, термостойкие (+ 40 ° C), холодный (-40 ° C) не токсичен, не стимуляция, ни раздражения.

3.Application

Подходит для переломов костей фиксированной, коррекции деформации, воспаление конечностей торможение, остеомиелит, костный туберкулез, опухоли костей и суставов кератопластики тела фиксированной модели и изготовления пресс-форм и т.д.

4.Available Размер & Amp; пакет

Размер	Пакет (роллы / CTN)	Meas(см)
5 x 270cm	240	54x32x25
7,5 x 270cm	240	54x32x35.5
10 x 270cm	120	54x32x24
12,5 x 270cm	120	54x32x28

15 x 270cm	120	56x32x33
20x270cm	60	56x32x23

5. Notice

-Stored В относительной влажности не более 80%, без агрессивных газов и хорошо проветриваемом помещении.

-Shelf Жизнь: 24 месяца



Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами для некоторых образцов!

Контактное лицо: Лаванда

Эл. адрес: sales1@lanyuansupply.com

Tel & WhatsApp: 0086-13657299068