

## Функции:

1. Wart и моль удаление
2. Scar удаления, в том числе гипертрофированный рубец, оспины  
Удаление метки
3. Stretch удаление
4. Hemangioma удаление
5. [удаление морщин](#), Избавляют морщины лба, улучшает поры грозоздкой, подтягивают кожу
6. Skin омоложения, улучшения релаксации кожи / веснушки / возрастные пятна / хлоазма / другие трудновыводимые пятна и пигментацию кожи, акне марок удаление
7. Tattoo, особенно хорош в красочном удалении tattoo.

## descriptions продукта:

Пункт	Лазерное удаление морщин Фракционная CO2 и омоложения кожи <a href="#">Салон машины</a>
Тип	лазер
Тип лазера	Лазер CO2
Q-Switch	Нет
Стиль	стационарный
Beam Доставка	Семь сустава рука
мощность лазера	30W (40W)
длина волны	10600nm
Прицеливание длина волны	635nm
ширина импульса	0,1 мс-10 мс (регулируемый)
интервал импульсов	1 мс-5000 мс (регулируемый)
Импульсы энергии	0.1-300mj (регулируемый)
Фокусное диаметр пятна	0,1мм - 2мм (регулируемый)
Входная мощность	600W
Система охлаждения	Воздушное охлаждение, водяное охлаждение
Операционная система	10,4-дюймовый цветной сенсорный экран умный
Язык экранного меню	Китайский, английский
материал шасси	ABS для окружающей среды медицинского шасси

## Преимущества:

1. Combine традиционную терапию импульсного лазера с фракционной лазерной технологии, и эти два режима могут быть сдвинуты в 2-х секунд.  
Лечение 2.The является безболезненным и его время коротко, к тому же, нет необходимости в дополнительных расходных материалов.
3. Ву содействия гиперплазию коллагена и реорганизации, его лечебный эффект может сохраняться в течение нескольких лет.

4.The минимальный диаметр лазера 0,075 мм, поэтому его повреждение незначительно и можно быстро восстанавливаться.

5.As основная область лечения остается неизменным во время работы, можно пользоваться косметикой на второй день после операции.

### **Упаковка & Amp; поставка:**

упаковка	1.Styrofoam 2.Fumigated деревянный корпус 3.Air коробка
Доставка	Основываясь на вашем количестве заказа

### **Выставка продукта:**



