

Завод Цена Одноразовые PE Хирургическая лента

1. Description

ПЭ ленты относительно PE в качестве подложки с помощью процесса высвобождения, который сделан путем принятия дышащую процесса нанесения покрытия, чтобы расплавить сталь с покрытием чувствительной к давлению клеевой. Материалы, используемые в этой медицинской ленты широко используется в клинической практике, безопасность материала не было продемонстрировано, раздражения кожи и повышение чувствительности.

2. Features

- High воздухопроницаемость
- Хорошая адгезия, обеспечивают надежную фиксацию
- Hypoallergenic, Избежать раздражения кожи

3. Available размер и упаковка

Размер	пакет		Meas(Мм)
	Рулон / коробка	коробки / коробки	
1.25cm * 5yds	24	50	* 285 470 * 290
2.50cm * 5yds	12	50	* 285 470 * 290
1.25cm * 5.0m	24	50	* 285 470 * 290
2.50cm * 5.0m	12	50	* 285 470 * 290
1.25cm * 10yds	24	50	* 325 580 * 290
2.50cm * 10yds	12	50	* 325 580 * 290
5.00cm * 10yds	6	50	* 325 580 * 290

4. Payment & Amp; Срок поставки

Оплата	ТТ, L / C, западное соединение
Срок поставки	На основании Вашего заказа
Ближайший порт	Ухань, Шанхай, Шэньчжэнь



Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами для некоторых образцов!

Контактное лицо: Racher

Эл. адрес: sales2@lanyuansupply.com

Tel & Amp; WhatsApp: 0086-15527106178