

## Функции:

1.удаление шрама

удаление 2.Wrinkle

3.Skin улучшения

Удаление метки 4.Stretch

5.Wart и моль удаление

6.удаление гемангиомы

Удаление тегов 7.Skin

## Описание товара:

Тип	лазер
Тип лазера	Лазер CO2
Q-Switch	Нет
Стиль	стационарный
Легкая направляющая система	Семь суставов
режим работы лазера	Непрерывный, супер импульса
мощность лазера	30W (40W)
длина волны	10600nm
Прицеливание длина волны	635nm
ширина импульса	0,1 мс-10 мс (регулируемый)
интервал импульсов	1 мс-5000 мс (регулируемый)
Импульсы энергии	0.1-300mj (регулируемый)
Фокусное диаметр пятна	0,1мм - 2мм (регулируемый)
Входная мощность	600W
Система охлаждения	Воздушное охлаждение, водяное охлаждение
Операционная система	10,4-дюймовый цветной сенсорный экран умный
Язык экранного меню	Китайский, английский и корейский языки
материал шасси	ABS для окружающей среды медицинского шасси

## Преимущества:

1.Combine традиционную терапию импульсного лазера с фракционной лазерной технологии, и эти два режима могут быть сдвинуты в 2-х секунд.

Лечение 2.The является безболезненным и его время коротко, к тому же, нет необходимости в дополнительных расходных материалов.

3.Ву содействия гиперплазию коллагена и реорганизации, его лечебный эффект может сохраняться в течение нескольких лет.

4.The минимальный диаметр лазера 0,075 мм, поэтому его повреждение незначительно и можно быстро восстанавливаться.

5.As основная область лечения остается неизменным во время работы, можно

пользоваться косметикой на второй день после операции.

### **Упаковка & Амр; поставка:**

упаковка	1.Styrofoam (74 * 74 * 49см) 2.Fumigation деревянный корпус 3.Air коробка
Доставка	Основываясь на вашем количестве заказа

### **Выставка продукта:**





**Контактное лицо: Racher Cheng**

**. Тел & Amp; Whatsapp: 0086-15527106178**

**Skype: sales2@lanyuansupply.com**

**Эл. адрес: [sales2@lanyuansupply.com](mailto:sales2@lanyuansupply.com)**