

## Функции:

### 1.удаление шрама

Удаление метки 2.Stretch

3.Wart и моль удаление

удаление 4.Hemangioma

удаление 5.Wrinkle

6.Skin омоложение

## Данные о продукте:

Пункт	Дробное Co2 лазера удаление рубцов Портативный <a href="#">оборудование для салонов красоты</a>
Тип	лазер
Тип лазера	Лазер CO2
Q-Switch	Нет
трубка	Стеклянная трубка
Легкая направляющая система	Семь суставов рука
мощность лазера	15W
Фокусное диаметр пятна	0.1mm-2.0mm
длина волны	10600nm
Импульсы энергии	0.1-180mj (регулируемый)
Прицеливание силы света	Менее 5mw
Система охлаждения	Воздушное охлаждение, водяное охлаждение
экран	8.0 дюймовый цветной сенсорный экран умный
материал шасси	ABS для окружающей среды медицинского шасси
Язык экранного меню	Китайский, английский

## Преимущества:

1.Combine традиционную терапию импульсного лазера с фракционной лазерной технологии, и эти два режима могут быть сдвинуты в 2-х секунд.

Лечение 2.The является безболезненным и его время коротко, к тому же, нет необходимости в дополнительных расходных материалов.

3.Ву содействия гиперплазию коллагена и реорганизации, его лечебный эффект может сохраняться в течение нескольких лет.

4.The минимальный диаметр лазера 0,075 мм, поэтому его повреждение незначительно

и можно быстро восстанавливаться.

5.As основная область лечения остается неизменным во время работы, можно пользоваться косметикой на второй день после операции.

**выставка товаров:**





**Контактное лицо: Rachel Cheng**

**. Тел & Amp; Whatsapp: 0086-15527106178**

**Skype: sales2@lanyuansupply.com**

**Эл. адрес: [sales2@lanyuansupply.com](mailto:sales2@lanyuansupply.com)**