

## Медицинская упаковка Самозапечатывание

Эта стерилизация самогерметизации осуществляется из медицинской бумаги для диализа и фильма. Широко используется в больницах, лабораториях чистки, стоматологической снабжении, снабжении ногтей и красоты и т. д. Превосходная клейкая пломба позволяет быстро и эффективно работать без профессионального оборудования. Кроме того, в инструкциях по стерилизации-цвете четко показаны условия стерилизации.

### 1. Описание

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукта             | Сумка для стерилизации самогерметизации                                                                                                |
| Медицинская помощь   | Бумага для диализа + пленка с ламинированными животными                                                                                |
| Граммы               | Бумага: 60гсм Фильм: 50гсм                                                                                                             |
| Тип уплотнения       | Самогерметизация/самоизоляция-герметичная лента                                                                                        |
| Показателей          | Цветовые индикаторы для УО и пара первоначальный красный поворот синий (УО стерильный), первоначальный синий поворот, коричневый (пар) |
| Приложения           | Применяйте к больнице, лаборатории, стоматологу, снабжению ногтей и красоте и т. д.                                                    |
| & Бесплатные образцы | Доступ                                                                                                                                 |
| Оплаты               | ТТ, л/с, западный союз                                                                                                                 |
| Ближайший порт       | Ухань, Шанхай                                                                                                                          |
| Время доставки       | Около 25 дней после сдачи на хранение или на основании вашего количества                                                               |

### 2. характеристики

-чехол для самоуплотнения обеспечивает быстрое и безопасное закрытие упаковки без теплоуплотнения.

-соответствовать международным нормам, таким как ен868, СЕ.

-точные и контрастные показатели процесса для пар, УО газа и формальдегида.

-с помощью инструкций по стерилизации, чтобы четко показать условия стерилизации.

-наглядно просмотреть внутренние элементы.

### 3. доступный размер

|              |            |                                           |
|--------------|------------|-------------------------------------------|
| 190ммкс330мм | 7.5 "KC13" | 200пкс/коробка, 10бокセス/картонная коробка |
| 140ммкс280мм | 5.5 "KC11" | 200пкс/коробка, 10бокセス/картонная коробка |
| 110ммкс280мм | 4 "KC11"   | 200пкс/коробка, 10бокセス/картонная коробка |
| 90ммкс260мм  | 3.5 "KC10" | 200пкс/коробка, 10бокセス/картонная коробка |
| 90ммкс230мм  | 3.5 "KC9"  | 200пкс/коробка, 10бокセス/картонная коробка |
| 57ммкс130мм  | 2.25 "KC5" | 200пкс/коробка, 40бокセス/картонная коробка |



[www.lanyuansupply.com](http://www.lanyuansupply.com)