

Функции:

1. [удаление морщин](#)
2. Skin омоложение
3. Face лифт
4. Skin затяжка

Данные о продукте:

Пункт	RF Подтяжка лица и омоложения кожи Красота Machina
вес	≈30 кг
режим RF	биполярный
Рабочая частота	1-5 (регулируемый)
энергия	1-50j (этап 1j)
переключатель	Ручное управление
ВЧ-мощность	120w
Размер экрана	10,4-дюймовый сенсорный экран
частота RF	2.64m синусоида
переключатель режимов работы	Тело и лицо
Охлаждающий способ	Воздух / Вода / Диод
Рабочее напряжение	АС: 220V / 110V ± 10%, 50Hz / 60Hz
Страховой лимит	Макс 10А
Размер (машина)	980 * 610 * 365mm
Язык экранного меню	Китайский, английский и корейский языки

Advantades:

1. Manual переключатель системы управления
2. Each ручка обработки оснащена различными размерами ручек, и операция ручка обработки оснащена тремя типами биполярной ручки лечения. Врачи могут переключить часть лечения путем изменения ручки лечения.
3. Two виды работы программы: непрерывный контроль и контроль импульсов
4. Unique хранения параметров терапии и интеллектуальная конструкция управления холодом
5. LY-Эйли-R система точка заморозки подтяжка лица имеет лучший эффект лечения на укрепляющий кожи, удаление морщин, кожа возрождается, уход за лицом риформинга, веснушки удаления и так далее.
6. The первая точка заморозки укрепляющий кожи и инструмент для удаления морщин с синусоидальной волны источника питания в Китае.
7. Cooperate йота Южная Корея развивать 2.64M синусоидальный ВЧ источник питания волны, чтобы сделать это действительно точка заморозки электрический подтяжки лица инструмент.

Упаковка & Амп; поставка:

упаковка	1.Styrofoam (74 * 74 * 49см) 2.Fumigation деревянный корпус 3.Air коробка
Доставка	Основываясь на вашем количестве заказа


Profuct выставка:







Radio Frequency System



FACE

Frequency

1

P/S



Energy

18


MAX:50



0


Reset

A



Ready

Standby



Контактное лицо: Racher Cheng
Tel & Amp; Whatsapp: 0086-15527106178
Skype: sales2@lanyuansupply.com
Эл. адрес: sales2@lanyuansupply.com