

Функции:

1. [удаление шрама](#), Особенно на гипертрофированный рубец, выбоина, и стрии gravidarum

Удаление метки 2. Stretch

3. Wart и моль удаление

удаление 4. Hemangioma

5. [удаление морщин](#)

6. Skin омоложения, сделать штраф кожи и гладкой, упругой

descriptions продукта:

Тип	лазер
Тип лазера	Лазер CO2
Q-Switch	Нет
Стиль	стационарный
Легкая направляющая система	Семь сустава рука
мощность лазера	30W
длина волны	10600nm
Прицеливание длина волны	635nm
ширина импульса	0,1 мс-10 мс (регулируемый)
интервал импульсов	1 мс-5000 мс (регулируемый)
Импульсы энергии	0.1-300mj (регулируемый)
Фокусное диаметр пятна	0,1мм - 2мм (регулируемый)
Входная мощность	600W
Система охлаждения	Воздушное охлаждение, водяное охлаждение
Операционная система	10,4-дюймовый цветной сенсорный экран умный
Язык экранного меню	Китайский, английский
материал шасси	ABS для окружающей среды медицинского шасси

Преимущества:

1. Combine традиционную терапию импульсного лазера с фракционной лазерной технологии, и эти два режима могут быть сдвинуты в 2-х секунд.

Лечение 2. The является безболезненным и его время коротко, к тому же, нет необходимости в дополнительных расходных материалов.

3. Ву содействия гиперплазию коллагена и реорганизации, его лечебный эффект может сохраняться в течение нескольких лет.

4. The минимальный диаметр лазера 0,075 мм, поэтому его повреждение незначительно и можно быстро восстанавливаться.

5. As основная область лечения остается неизменным во время работы, можно пользоваться косметикой на второй день после операции.

Упаковка & Амп; поставка:

упаковка	1.Styrofoam 2.Fumigation деревянный корпус 3.Air коробка
Доставка	Основываясь на вашем количестве заказа

Выставка продукта:





Контактное лицо: Racher Cheng
. Тел & Amp; Whatsapp: 0086-15527106178
Skype: sales2@lanyuansupply.com
Эл. адрес: sales2@lanyuansupply.com