## Сумка для ноги с коллекцией мочи

#### Описание продукта

Сумка мочи сделана из ПВХ в медицинском классе. Он состоит из сумки, соединительной трубки, конусного разъема, нижней части и ручки Он предназначен для использования с постоянным катетером у лиц, которые не имеют мочи, не могут постоянно мочиться или необходимо постоянно иметь поток мочевого пузыря

#### Технические характеристики:

| Наименование товара:  | Сумка для ноги мочи                                |
|-----------------------|--|
| Материал сумки:       | Медицинский учет ПВХ                               |
| Толщина сумки:        | 1,2 мм   |
| Объем:                | 750 мл   |
| Размер трубки:        | Диаметр: 6,5 мм<br>Длина: 10 см или индивидуальная |
| Стерильный:           | стерильный   |
| Сертификат:           | CE & ISO13485                                      |
| Внимание :            | для единого использования                          |
| Возможность поставки: | 1 000 000 шт в день                                |

Дисплей изображений: Одноразовая дренажная сумка мочи в медицинской запас

## Преимущества:

- 1. Профессиональный производитель в течение 10 лет с передовым объектом;
- 2. Простые в использовании и одноразовый
- 3. Факторная цена с наилучшим качеством;
- 4. Принять пользовательский заказ, доступный в разных размерах;
- 5. ОБЪЯВЛЕНИЕ OEM Service:
- 6. Быстрое обслуживание и своевременная доставка;
- 7. Ман -рынок Европа, Америка, Юго -Восточная Азия и т. Д.;

## Упаковка и Elivery:

| Упаковка:   | 10 ПК/Сумка РЕ, 250 ПК/СТN              |
|-------------|---|
| Доставлять: | 15-25дниили жев соответствииаколичество |





Name: Urine collection leg bag Material: Medical grade PVC

Capacity :750ml Helf Life: 5 Years







www.lanyuansupply.com







Китайский поставщик мешков для ног в Китае

## Часто задаваемые вопросы

Q1: WHAYBыберите Lanyuan Protective Co., Ltd?

- 1. Профессиональный производитель в течение 15 лет с передовым объектом
- 2. Комплектирующая цена
- 3. Принять пользовательский заказ
- 4. Предоставьте ОЕМ -сервис
- 5. Быстрое обслуживание и своевременная доставка

# Q2: Как разместить образец?

Добро пожаловать, чтобы связаться с продажами, чтобы получить бесплатные образцы.

Q3: Какое у вас ведущее время?

2-5 рабочих дней для товаров на складе после оплаты.

Q4: Какие методы доставки вы предлагаете?

Express: DHL/FedEx/UPS/TNT/ARAMEX и т. Д.

Air -Freight /Sea Freight /Rail Freight или вспомогательная доставка вашему агенту Китая.

Q5: Вы принимаете OEM/ODM?

Да, мы можем предложить OEM /ODM Service

#### Свяжитесь с нами

H.K Lanyuan Protective (Wuhan) Co., Limited Wuhan Lanyuan Protective Co., Ltd Юань (отдел продаж)

M. & WhatsApp: 0086-18827431846

Тел: 0086-027-83734835

Электронная почта: sales1@lanyuansupply.com

Мы <u>ВХина моча коллекция ног фабрика</u>, добро пожаловать, чтобы связаться с нами для образцов!