ОЕМ из нержавеющей стали Медицинской мусорной корзины подставка

Функции:

- Хромированная стальная рама
- Активированная педаль крышка и опора, чтобы держать крышку открытой
- Случайная поддержка сумки и держателя
- 4 кастера с 2 замками

Быстрые детали:

Наименование товара:	ОЕМ из нержавеющей стали Медицинской мусорной корзины подставка
Псевдоним:	Грязная тележка для грязной одежды
Число:	LY-P3001
Материал:	ПП пластик +нержавеющая сталь
Габаритные размеры:	L 46 x W50 x H 98 см
Размер коробки:	48x17.5x52см/1pc
Тип метара:	Нержавеющая сталь
Обработка поверхности:	Хромированный
ТЭхника:	Глянцевый
Стиль сесина:	Современный
Время года :	Все сезоны
Тип установки:	Тип пола, тип стояния
Место происхождения:	Китай
Упаковка:	1рс/коричневая коробка (многослойная коробка с полигенгом и внутренней коробкой)

Колесо: колесо 4 * 3 ", 2 колеса с тормозом

Трубка: диа. 31,8 мм, толщина 1 мм Размер крышки:D 76 * T 0,8 * H 10 мм

Крышка: Стр (белый)

Подъемник крышки: Поднять педали

Доступна емкость:40 кг

Конкретное использование: Коммерческая мебель, тележка больницы

Тип: Больничная мебель, тележка для хранения тележки

Заявление: Кухня, столовая, открытая, отель, квартира, больница, школа, спортивные

центры, парк, внутренний двор

Функциональный дизайн: Съемный, многофункциональный

Примечание:

Подставка для корзины подходит для всех видов вытирания дезинфекции поверхностного дезинфицирующего средства, может быть дезинфицирована при высокой температуре и высоком давлении, должна быть высушена после промывки, избегая столкновений за вызывание деформации железа; регулярное обслуживание.

Заявление:

Больницы, медицинские лаборатории, дома престарелых, фармацевтические фабрики и рабочие места, где существует загрязнение.

Кухня, столовая, открытая, отель, квартира, школа, спортивные центры, парк, внутренний двор









ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

- Q1. Почему выбирают Lanyuan Protective Co., Ltd?
- 1. Профессиональный производитель в течение 15 лет с передовым объектом
- 2. Комплектирующая цена
- 3. Принять пользовательский заказ
- 4. Предоставьте ОЕМ -сервис
- 5. Быстрое обслуживание и своевременная доставка
- Q2: Как разместить образец?

Добро пожаловать, чтобы связаться с продажами, чтобы получить бесплатные образцы.

Q3: Какое у вас ведущее время?

2-5 рабочих дней для товаров на складе после оплаты.

Q4: Какие методы доставки вы предлагаете?

Express: DHL/FedEx/UPS/TNT/ARAMEX и т. Д.

Air -Freight /Sea Freight /Rail Freight или вспомогательная доставка вашему агенту Китая.

Q5: Вы принимаете OEM/ODM?

Да, мы можем предложить OEM /ODM Service

Свяжитесь с нами:

H.K Lanyuan Protective (Wuhan) Co., Limited Wuhan Lanyuan Protective Co., Ltd

Милан

M. & WhatsApp: 0086-18062501536

Тел: 0086-027-83734835

Электронная почта: milan@lanyuansupply.com

Мы <u>Китайский медицинский производитель медицинской корзины мусора</u> Если вы заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам для некоторых образцов.